


Тонзиллэктомические биполярные щипцы

BIPOLAR Tonsillectomy Forceps



BIPOLAR TONSILLECTOMY FORCEPS



Тонзиллэктомические биполярные щипцы

Ordinary-shaped, healthy tonsil

Здоровая миндалина нормальной формы

Tonsil, indicated to surgical extraction

Миндалина, требующая хирургического удаления

Обычная тонзиллэктомия холодными инструментами



Новая биполярная тонзиллэктомия



Недостатки

- Много инструментов
- Ограниченная видимость из-за обильного кровотечения
- Закупоривание сосудов только тонзиллярной петлей
- Частая смена инструментов
- Иногда требуются швы

Преимущества

- Только один инструмент
- Заметно меньше кровотечения
- Улучшенная видимость
- Почти бескровная операция
- Мгновенная атрофия
- Более комфортно для пациента
- Меньше времени на операцию
- Меньше послеоперационных болей
- Не требуется швов

BIPOLAR CABLES



430-701-000
Щипцы биполярные тонзиллэктомические
Рабочая длина 82 мм, с отсосом



Отсос
управляется
пальцем



Отсос на самом
кончике



Соединение
отсасывающего
канала




430-701-001
Щипцы биполярные тонзиллэктомические
Рабочая длина 82 мм, без отсоса



Кабели биполярные, длина 4,5 м

Bipolar Cables for RZ Tonsillar Forceps
4.5m cable length



700-740-002
Erbe/Storz/Wolf

700-740-003
Martin

700-740-004
Valleylab



© 07/2015 Copyright by RZ Medizintechnik GmbH - Unter Haslien 20 - D-78532 Tübingen. All rights reserved.
Modifications of technical specification or design are subject to change without prior notice.